

91146098 Equipements de lutte contre COVID-19

Annexe technique à présenter par le soumissionnaire pour chaque article

N° Fiche	3	
Article	<b>Gels hydro-alcooliques</b>	
Nom additionnel article	Solutions hydro-alcooliques	
Nombre d'articles planifiés pour cet élément		
	Marque pour orientation ou similaire	
Spécification du produit	Conditionnement	En bouteille d'un litre
	Efficacité	Éliminé 99% des microbes
	Conformité aux normes ANOR	OUI
	Résidu collant	NON
	Couleur	Incolore
	Odeur	Alcoolisée
	Péremption produit	3 ans au moins
	Risques pour la peau	Aucun

N° Fiche	8	
Article	<b>Eau de javel</b>	
Nom additionnel article	Liquide désinfectant Eau de javel	
Nombre d'articles planifiés pour cet élément		
	Marque pour orientation ou similaire	LA CROIX
Spécification du produit	Conditionnement	Bidon de 5L
	Aspect	Liquide
	Odeur	Chlorée
	Densité relative	1,06
	pH	13,2
	Stabilité chimique	Stable dans des conditions normales de stockage < 2
	Apparence	Clair, Liquide incolore
	Concentration	< = à 4% de cholre actif
	Solubilité	Complètement miscible à l'eau

N° Fiche	9	
Article	<b>Thermomètre infrarouge, Thermo-flash</b>	
Nom additionnel article	Thermomètre à distance	
Nombre d'articles planifiés pour cet élément		
	Marque pour orientation ou similaire	
	Signal d'alarme	Sonore, visuel
	Unité de température	°C/°F

Spécification du produit	Plage de mesure	De -50 à +50°C
	Résolution de l'affichage	0,1°C
	Dimensions	> = 155 x 98 x 27 mm
	Poids	< =180 (Batterie incluse)
	Alimentation	Pile AA
	Temps de réponse	< 150 ms
	Auto-extinction	Au bout de 20 secondes d'inactivité
	Durée de vie du produit	>= 5 ans
	Affichage	Ecran LCD avec retro-éclairage, lecture facile
	Précision	0,2°C

N° Fiche	10	
Article	Cuve pour lavage de mains	
Nom additionnel	Reservoir d'eau	
Nombre d'articles planifiés pour cet élément		
	Marque pour orientation ou similaire	
Spécification du produit	Matière	Plastique
	Capacité	>= 30L
	Coloris	Peu importe
	Couvercle	OUI

N° Fiche	11	
Article	Fut	
Nom additionnel	Reservoir d'eau	
Nombre d'articles planifiés pour cet élément		
	Marque pour orientation ou similaire	
Spécification du produit	Matière	Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
	Contenance	200L
	Couleur	Peu importe
	Couvercle	OUI
	Hauteur	< = 1000mm
	Diamètre	< = 600mm
	Diamètre ouverture	< = 465mm
	Masse totale	< = 10Kg
	Marque	Toute
	Inodore	OUI
Remarques	Le fût doit être léger, inodore et apte au conditionnement de produits alimentaires	

N° Fiche	12	
Article	Thermomètre médical	
Nom additionnel	Thermomètre	
Nombre d'articles planifiés pour cet élément		
	Marque pour orientation ou similaire	
du produit	Gamme de prise de mesure	+ 35,5°C à + 42,0°C
	Résolution	0.1 °C
	Précision	± 0.1 °C
	Température de fonctionnement	entre + 10°C et + 45°C
	Température de stockage	entre 0°C et + 50°C
	Dimensions	130 x 10 mm

<b>Spécification</b>	<b>Chemise et réservoir</b>	verre Ilmenau I 860 identifié par trois filets blancs
	<b>Liquide métallique</b>	mélange de gallium, indium, étain
	<b>Temps de mesure</b>	standard de quelques minutes
	<b>Conformité</b>	CE0118

N° Fiche	<b>13</b>	
<b>Article</b>	<b>Tensiomètre</b>	
Nom additionnel article		
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	<b>Marque pour orientation ou similaire</b>	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Equipement</b>	Ecran numérique pour des résultats clairs et lisibles, Brassard universel de taille adulte, Indicateur de piles déchargée, Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension, Arrêt automatique après 1min d'inactivité
	<b>Dimensions du tensiomètre</b>	< = Lo11 x la10 x H5 cm
	<b>Circonférence du brassard</b>	De 15 à 30 cm
	<b>Poids</b>	< = 500g tout compris
	<b>Alimentation</b>	Pilles
	<b>Plage de mesure</b>	De 0 à 300 mmHg
	<b>Précision de la mesure</b>	+/- 3 mmHg

N° Fiche	<b>14</b>	
<b>Article</b>	<b>Stéthoscope</b>	
Nom additionnel article		
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	<b>Marque pour orientation ou similaire</b>	
<b>Spécification du produit</b>	<b>La tête</b>	Acier inoxydable, Double pavillon, Diamètre: 47 et 34 mm, Membrane double fréquence en silicone sur les deux pavillons, Bagues anti-froid en PVC
	<b>La lyre</b>	Alliage léger
	<b>La tubulure</b>	Longueur > = 65 cm, Polychlorure de vinyle
	<b>Poids total du Stéthoscope</b>	Entre 115 et 175g
	<b>Les embouts auriculaires</b>	Étanches et clipsés. Silicone; hypoallergéniques.
	<b>Coloris</b>	Toute

N° Fiche	<b>15</b>	
<b>Article</b>	<b>Appareil à glycémie</b>	
Nom additionnel article	Lecteur de glycémie ou glucomètre	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	<b>Marque pour orientation ou similaire</b>	

<b>Spécification du produit</b>	<b>Composition du kit</b>	Un Lecteur de glycémie ; Un autopiqueur; tout le nécessaire (bandettes, lancettes, etc.)
	<b>Alimentation</b>	Piles
	<b>Arrêt automatique</b>	OUI
	<b>Autonomie</b>	> = à 500 tests environ en fonction de la fréquence d'utilisation
	<b>Quantité de sang nécessaire</b>	< = 0,5 µL de sang pour le contrôle de la glycémie
	<b>Poids</b>	< = 150g
	<b>Conditions d'utilisation</b>	- Température de fonctionnement : entre 5 et 45°C ; - Humidité de fonctionnement : de 10 à 90% humidité relative.

N° Fiche	16	
<b>Article</b>	<b>Gant de soins</b>	
Nom additionnel article	Gant	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	Marque pour orientation ou similaire	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Matière</b>	Latex
	<b>Longueur</b>	240mm
	<b>Couleur</b>	naturel blanc
	<b>Epaisseur</b>	0,10mm
	<b>Conditionnement</b>	Boite de 100 gants
	<b>Bord du gant</b>	Roulé pour empêcher l'écoulement du liquide
	<b>Resistance</b>	Grande résistance à la déchirure
	<b>Etanchéité</b>	100%
	<b>Elasticité</b>	Grande élasticité du gant

N° Fiche	17	
<b>Article</b>	<b>Masques chirurgicaux</b>	
Nom additionnel article	Masques anti-projections	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	Marque pour orientation ou similaire	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Poids</b>	< 7g
	<b>Matière</b>	Papier
	<b>Domaines d'utilisation</b>	Agroalimentaire, Milieux de soins et hospitaliers, Protection de l'autrui
	<b>Couleur</b>	Toute couleur
	<b>Conformité aux normes</b>	OUI

N° Fiche	18
<b>Article</b>	<b>Blouses pour le personnel médical</b>
Nom additionnel article	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>	
	Marque pour orientation ou similaire

<b>Spécification du produit</b>	<b>Equipement de la blouse</b>	- 2 poches basses ; - 1 poche poitrine ; - Fermeture par 4 boutons ; - Col à revers élégant.
	<b>Matière</b>	100% coton
	<b>Coloris</b>	Blanc
	<b>Tailles</b>	L ; XL et 10 XXL
	<b>Entretien</b>	Lavable en machine ou à la main
	<b>Modèles</b>	A manches longues

<b>N° Fiche</b>	<b>19</b>	
<b>Article</b>	<b>Blouse à usage unique</b>	
<b>Nom additionnel</b>	<b>Blouse médicale jetable</b>	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	<b>Marque pour orientation ou similaire</b>	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Couleur</b>	Toute couleur
	<b>Longueur</b>	115cm
	<b>Taille</b>	L et XL
	<b>Grammage</b>	45 g/m2 et plus
	<b>Modèle</b>	Poignets élastiques
	<b>Matières</b>	Polypropylène ,Imperméable aux liquides
	<b>Conformité aux normes</b>	OUI

<b>N° Fiche</b>	<b>20</b>	
<b>Article</b>	<b>Paire de chaussures pour personnel médical</b>	
<b>Nom additionnel</b>		
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	<b>Marque pour orientation ou similaire</b>	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Pointure</b>	39 et 42
	<b>Couleur</b>	Toute
	<b>Certification</b>	OUI
	<b>Utilisation</b>	Milieu Hygiène et collectivité, Agroalimentaire et restauration ou Paramédical et Cosmétique
	<b>Semelle antidérapante résistance aux basses températures jusqu'à - 20° C</b>	OUI
	<b>Mixité</b>	OUI
	<b>Flexibilité et résistance</b>	OUI
	<b>Imperméabilité</b>	OUI
	<b>Doublure textile</b>	OUI
	<b>Sabots autoclavables</b>	OUI
	<b>Matière</b>	PVC

<b>N° Fiche</b>	<b>21</b>
<b>Article</b>	<b>Produits de désinfection du matériel</b>
<b>Nom additionnel</b>	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>	
	<b>Marque pour orientation ou similaire</b>
	<b>Amios</b>

<b>Spécification du produit</b>	<b>Utilisation</b>	Désinfection sols, murs et matériels y compris le matériel médical;actif sur Coronavirus.
	<b>Propriétés microbiologiques pour une dilution à 0.25%</b>	Bactéricide en 5mn - Tuberculocide en 120mn - Levuricide en 15mn - Actif sur PRV et BVDV en 5 mn
	<b>Solubilité</b>	Miscible à l'eau
	<b>Rinçage</b>	Uniquement si la surface est en relation avec la peau ou les muqueuses.
	<b>Conditionnement</b>	En 1 litre

N° Fiche	22	
<b>Article</b>	<b>Lunettes de protection</b>	
Nom additionnel		
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	Marque pour orientation ou similaire	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Matériel</b>	A base de polycarbonate,très résistant et difficilement inflammable
	<b>Compatibilité avec les lunettes de vue</b>	Permettre de porter les lunettes de vue et sans modification de la vue
	<b>Conformité avec les normes de protection de l'œil</b>	OUI
	<b>Utilité</b>	Protection en cas de projection de sang ou de fluides corporels lors d'une intervention médicale ou chirurgicale
	<b>Transparence</b>	OUI

N° Fiche	23	
<b>Article</b>	<b>Protection visage</b>	
Nom additionnel	Visière de protection	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	Marque pour orientation ou similaire	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Matériaux</b>	PVC cristal (permet de préserver la vision naturelle).
	<b>Modèle</b>	Visière de protection pour adulte
	<b>Type de dispositif</b>	Visière réutilisable
	<b>Mode d'entretien</b>	Se lave et se désinfecte facilement à la main. Pour cela utiliser un détergent désinfectant adapté à la désinfection du PVC.
	<b>Conformité</b>	Visière répondant aux normes

N° Fiche	24
----------	----

<b>Article</b>	<b>Ballon Autoremplisseur à Valve Unidirectionnelle</b>	
Nom additionnel	BAVU	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	Marque pour orientation ou similaire	
<b>Spécification du produit</b>	Plage d'application	Adultes et enfants d'un poids supérieur à 15 kg (environ à partir de 3 ans)
	Volume maximum par compression	1300 ml
	Volume du réservoir O2	1500 ml
	Longueur et diamètre (valve patient incluse)	< ou = 300 mm et < ou = 150 mm
	Poids de l'insufflateur	< 510g
	Volume mort	< 6 ml
	Matière	En PVC sans latex
	Raccord expiratoire	30 mm mâle

N° Fiche	25	
<b>Article</b>	<b>Support à perfusion</b>	
Nom additionnel	ped à perfusion ou tige porte serum	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	Marque pour orientation ou similaire	
<b>Spécification du produit</b>	Hauteur réglable	2000 ou 2400 mm
	Pièces constitutives	Mat:Tube support en acier inoxydable chromé;tube coulissant (tiges) identique ;ped;crochet;frein.
	Poids max. supporté par les crochets	2Kg
	Montage facile	OUI

N° Fiche	26	
<b>Article</b>	<b>Masque lavable</b>	
Nom additionnel	Masque de prévention contre le COVID	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	Marque pour orientation ou similaire	
<b>Spécification du produit</b>	Dimensions	Correspondre à la morphologie moyenne de la population camerounaise
	Emballage	Conditionnement groupé possible
	Matériels	Résistants aux manipulations,à l'usure,au séchage,aux produits de nettoyage
	Capacité de filtration	>=70%
	Resistance respiratoire	Pas de resistance à l'inspiration et à l'expiration
	Innocuité	Ne pas présenter des risques d'irritation ou d'effets indésirables pour la santé

<b>Sp</b>	<b>Jeu de brides</b>	<b>Petmettre le port et retrait facile du masque,éviter tout infort;entourer la tête ou les oreilles</b>
	<b>Certification de l'Agence des Normes et Qualité(ANOR)</b>	<b>OUI</b>
	<b>Qualité du tissu</b>	<b>Coton doux respirant</b>

<b>N° Fiche</b>	<b>27</b>	
<b>Article</b>	<b>Masques FFP2</b>	
<b>Nom additionnel</b>		
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	<b>Marque pour orientation ou similaire</b>	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Pénétration max.</b>	<b>6%</b>
	<b>Résistance respiratoire max. 30 l / min</b>	<b>+/-0,7 mbar</b>
	<b>Poids</b>	<b>&lt; = à 28g</b>
	<b>Conformité aux normes</b>	<b>OUI</b>

<b>N° Fiche</b>	<b>28</b>	
<b>Article</b>	<b>Appareils de ventilation</b>	
<b>Nom additionnel</b>	<b>Ventilateur de plafond</b>	
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	<b>Marque pour orientation ou similaire</b>	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Nombre de Vitesses</b>	<b>&gt; = 3</b>
	<b>Poids</b>	<b>&lt; = 7Kg</b>
		<b>15 - 30 m2</b>
	<b>Surface de portée</b>	
	<b>Commande</b>	<b>Par un interrupteur</b>
	<b>Garantie</b>	<b>2 ans pour le moteur</b>
	<b>Diamètre</b>	<b>+/-120 cm</b>
	<b>Système reversible</b>	<b>OUI</b>
	<b>Pied pour installation sur le plafond</b>	<b>OUI</b>
	<b>Puissance max. du moteur</b>	<b>+/-70 W</b>

<b>N° Fiche</b>	<b>29</b>	
<b>Article</b>	<b>Couverture lit</b>	
<b>Nom additionnel</b>		
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	<b>Marque pour orientation ou similaire</b>	
<b>n du produit</b>	<b>Matériaux</b>	<b>- Enduction de polyuréthane hydrophile anti-Feu ; - Support : 100% polyester (respirant – imperméable – souple et confortable).</b>
	<b>Composition</b>	<b>39 % de Polyester et 61 % Polyuréthane</b>
	<b>Masse</b>	<b>Plus ou moins 140 gr/m2</b>



<b>Spécificatio</b>		Utilisation sur tout type de revêtement de matelas à prévention d'escarres, oreiller couverture. Protection du lit d'Hôpital et de collectivité.
	<b>Utilisation</b>	
	<b>Dimensions</b>	L 190 x la 90 x H 15 cm

N° Fiche	<b>30</b>	
<b>Article</b>	<b>Fauteuille roulant</b>	
Nom additionnel		
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	Marque pour orientation ou similaire	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Poids max. utilisateur</b>	<b>+/-120 kg</b>
	<b>Poids du fauteuil roulant</b>	<b>Autour de 14,7 kg</b>
	<b>Largeur d'assise</b>	<b>380 - 505 mm</b>
	<b>Profondeur d'assise</b>	<b>400 - 455 mm</b>
	<b>Hauteur du dossier</b>	<b>400 - 475 mm</b>
	<b>Hauteur du siège à l'avant</b>	<b>430 - 520 mm</b>
	<b>Hauteur du siège à l'arrière</b>	<b>410 - 505 mm</b>
	<b>Inclinaison du siège</b>	<b>0 - 5°</b>
	<b>Longueur du segment jambier</b>	<b>280 - 500 mm</b>

N° Fiche	<b>31</b>	
<b>Article</b>	<b>Kit First secours + Dexamethason 20 Box N3</b>	
Nom additionnel		
<b>Nombre d'articles planifiés pour cet élément</b>		
	Marque pour orientation ou similaire	
<b>Spécification du produit</b>	<b>Manuel de premiers secours</b>	<b>OUI</b>
	<b>Masque de bouche à bouche</b>	<b>1</b>
	<b>Compressees stériles 7,5 x 7,5</b>	<b>10</b>
	<b>Sparadraps microporeux 2 cm x 5 m</b>	<b>2</b>
	<b>Gants vinyl</b>	<b>8</b>
	<b>Sacs de froid instantané 10 x 10 cm</b>	<b>2</b>
	<b>Crème Arnica coups et chocs 50 ml</b>	<b>1</b>
	<b>Epingles de sûreté</b>	<b>12</b>
	<b>Bandes de crêpe 4 m x 5 cm</b>	<b>2</b>
	<b>Unidoses 5ml pour lavage</b>	<b>2</b>
	<b>Bandes de gaz 3 m x 5 cm</b>	<b>2</b>
	<b>Dosettes de sérum physiologique</b>	<b>30</b>
	<b>Antiseptique chlorhexidine Vapo 100 ml</b>	<b>1</b>
	<b>Rouleau pansement 6 cm x 1 m</b>	<b>1</b>
	<b>Pansement compressif stérile 8 x 10 cm</b>	<b>1</b>
	<b>Sachet de 20 pansements assortis</b>	<b>1</b>
	<b>Echarpe de Mayor</b>	<b>1</b>
	<b>Couverture de survie</b>	<b>1</b>
	<b>Pince à échardes</b>	<b>1</b>
	<b>Paire de ciseaux</b>	<b>1</b>
<b>Paire de gant vinyle</b>	<b>3</b>	
<b>Seringue</b>	<b>1 paquet</b>	
<b>Dexamethasone mylan 20 mg/5 ml</b>	<b>02 boîtes</b>	